



Sortimentsöversikt

Sängar och sängutrustning

2024-05

Innehåll

Uppresningsstöd/Sängbygel.....	3
Parnell Premier uppresningsstöd	3
Uppresning Eva	3
Lyftbåge	4
Lyftbåge fristående med sänglåsning	4
Filtstöd.....	4
Filtstöd fristående	4
Sängryggstöd	5
Sängryggstöd MerryBack - Manuellt.....	5
Comfortabel sängryggstöd Side – El	5
Comfortabel sängryggstöd Compact – El	6
Barnsängar.....	7
Ärendegång beställning av säng	
Scanbeta NG	8
Scanbeta NG	9
Nordbed Kid	10
Vuxensängar	11
Ärendegång beställning av säng.....	11
Basmadrass försäljning till patient/brukare	11
ScanBed 755	12
Tillbehör Scanbed 755	13
Tillbehör Scanbed 755	14

Uppresningsstöd/Sängbygel



Parnell Premier uppresningsstöd

Utgående artikel

Parnell Premier är ett uppresningsstöd som gör det lättare att resa sig och gå ur sängen. Den placeras på golvet vid sängen - kan användas till alla typer av sängar. Stödet består av två ben som skjuts in under sängen. Plattan placeras vid sängens långsida. Med skruven i handtagets centrum säkras handtaget. Bottenplattan är plan så att brukaren lätt kan ta sig till sängen med t ex en rullstol eller rollator. Utrymmet under sängen bör inte vara under 3 cm eller över 32 cm. Får ej kombineras med förhöjningsklossar.

Leverantör Euforia www.euforia.se

Brukarvikt max	112kg
Golvrams bredd	40 cm
Golvrams längd	82 cm
Handtagets Höjd	82 cm
Handtagets bredd	28 cm

Art Nr
36467



Uppresning Eva

Avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur säng.

Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av sängramens underkant bör vara 2 - 5,5 cm. Sängbygel 97 cm används när sängen har hög madrass ex kontinentalsäng.

På säng med förhöjningsklossar bör dessa klossar omsluta eller sitta fast i sängens ben, i sortimentet finns Bull och Liljan (utgående). Produkten bör ej fästas på sängar med medar.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Brukarvikt max	150 kg
Totalhöjd	85 cm alt 97 cm
Totalbredd	33cm, 30 cm mellan byglarna

Art nr
42037 Uppresning Eva inkl bygel 85
42038 Uppresning Eva inkl bygel 97

Lyftbåge



Lyftbåge fristående med sänglåsning

Används för lägesändring i säng såsom högre upp i säng, bäckenlyft eller ändring av liggställning. Glöm inte att höjjustera bandet mellan grepptriangel och lyftbåge för att passa brukaren. Fästanordningen kan även flyttas bakåt på däverten. Ju tyngre brukare desto längre bakåt ska fästanordningen sitta. Se bruksanvisningen för ungefärliga måttangivelser.

Leverantör Humancare AB www.humancare.se

Belastningsvikt max 70 kg

Art nr 11630

Filtstöd



Filtstöd fristående

Placeras i fotändan för att avlasta tryck från täcket på benen/fötterna.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Art nr 33508

Sängryggstöd



Sängryggstöd MerryBack - Manuellt

Sängryggstödet är manuellt inställningsbart mellan 0-70° i nio fasta lägen. Den låga höjden gör att inget obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och sängbotten.

Leverantör Sanicare AB www.sanicare.se

Brukarvikt max	100 kg
Bredd	78 cm
Längd	70 cm
Vikt	6 kg

Art nr 12956



Sängryggstöd 90 cm är
Leveransklar produkt

Comfortabel sängryggstöd Side – El Sidomonterad motor

Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan madrass och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av spännband. Med hjälp av sidomonterad motor (dubbla sidoplacerade motorer på 120 cm) kan ryggstödet höjas upp till bekväm sittställning.

Motorn kan enkelt anpassas utan verktyg till placering på höger eller vänster sida. Vid nybeställning ange sida för motorns placering på avsedd plats i WebSesam. Ryggvinkel 0-70°.

Leverantör Comfort System www.comfortsystem.se

Brukarvikt max	145 kg
Belastningsvikt max	70 kg

Art nr	
39766	80 cm <i>utgående</i>
25726	90 cm
25727	105 cm
26214	120 cm

Tillbehör Art nr	
46075	Stöd- och vändhandtag
25742	Sittlås
31708	Spännband 350 cm (styck)



**Comfortalbel sengryggstöd Compact el,
mittplacerad motor**

Sengryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan madrass och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av spännband. Med hjälp av mittmonterad motor kan ryggstödet höjas upp till bekväm sittställning. Den mittmonterade motorn möjliggör montering på sängar med exempelvis höga sängramar. Ryggvinkel 0-70°.

Leverantör Comfort System www.comfortsystem.se

Brukarvikt max: 145 kg

Belastningsvikt: 70 kg

Art nr

48644 80 cm

46785 90cm, handläggareärend

46784 105 cm

47242 120 cm

Barnsängar

Ärendegång beställning av säng

Beställning av barnsängar är handläggareärenden. Ta kontakt med konsulent ansvarig för sängar. Lagg sedan, om möjligt, ordern i webSesam med artikelnummer 48087 och bifoga beställningsunderlaget för barnsäng.

Blanketter finner du på Samverkanswebben.

Flytt av säng

Vid flytt av barnsäng, kontakta tekniker.

Barnsängstandard

From 1 sep 2020 är den en ny barnsängsstandard, den innebär bland annat att leverantören har rekommendationer gällande barnets längd och val av sängstorlek.

- Säng 80x140 cm, barnets längd 75-125 cm, sängen bör vara minst 15 cm längre än barnet
- Säng 80x160 cm, barnets längd 125-135 cm, sängen bör vara minst 25 cm längre än barnet
- Säng 80x179cm, barnets längd 135-154cm, sängen bör vara minst 25 cm längre än barnet

Madrass till barnsäng

Från och med juni 2023 är det möjligt att förskriva en basmadrass i samband med förskrivning av barnsäng.

Nordbed Kid

45511	Madrass Dacapo Kid 136x79x10 cm, hygien
45512	Madrass Dacapo Kid 156x79x10 cm, hygien
45513	Madrass Dacapo Kid inkl hygienöverdrag 79x175x10

Nordbed Kid med polstring

48345	Madrass Dacapo Kid inkl hygienöverdrag används vid polstring 77x136x10
48346	Madrass Dacapo Kid inkl hygienöverdrag används vid polstring 77x156x10
48347	Madrass Dacapo Kid inkl hygienöverdrag används vid polstring 77x175x10

Scanbeta NG

47696	Madrass Dacapo KID inkl hygienöverdrag 140x60x10
47697	Madrass Dacapo KID inkl hygienöverdrag 160x70x10
47698	Madrass Dacapo KID inkl hygienöverdrag 180x80x10

Scanbeta NG



Utgående artikel

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Brukarvikt max	70 kg
Lägsta/högsta höjd	30 cm/85 cm (golv till sängbotten) 40 eller 80 cm
Grindar	höga

Art nr	
34126	60x140cm 2-delad, el-rygg, manuell lår/bendel
34127	80x180cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, manuell bendel
	Om behov av polstring (grind- och/eller gavelnskydd) anges det i beställningsunderlaget.

Scanbeta NG



Utgående artikel

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Brukarvikt max	70 kg
Lägsta/högsta höjd	30 cm/90 cm (golv till sängbotten)
Grindar	40 eller 80 cm höga

Art nr	
42163	70x160 cm 4-delad, elrygg, ellårdel, centralbroms
42164	80x180 cm, 4-delad, elrygg, ellårdel, centralbroms
	Om behov av polstring, anges det i beställningsunderlaget

Nordbed Kid



Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Brukarvikt max 70 kg
Lägsta/högsta höjd 30 cm/80 cm
Grindar 40 cm eller 80 cm höga

Artnr

44858	80x140 cm 3-delad, el-rygg, manuell lår/bendel, separat bromsade hjul (finns endast med 80 cm höga grindar)
44859	80x160 cm 4-delad, el-rygg, el-lår, manuell bendel, centralbroms
44860	80x179 cm 4-delad, el-rygg, el-lår, manuell bendel, centralbroms

Om behov av polstring (grind- och/eller gavelskydd) anges det i beställningsunderlaget

Vuxensängar

Observera!

Sängen får ej användas av personer under 12 år eller av personer som är mindre än en genomsnittlig tolvåring. Restriktionen avser att minimera skaderisken då en mindre person kan fastna med arm respektive ben i sänggrind eller mellan lattorna i sängbotten.



Ärendegång beställning av säng

Förskrivning av sängar till vuxen sker i webSesam och består av två delar.

- Fyll i leveransunderlag säng. Spara underlaget på din dator.
- Bifoga underlaget i webSesambeställningen.

Orinationsblankett och leveransunderlag behöver skickas in via filetransfer, när det inte går att lägga förskrivningen i webSesam, exempelvis vid:

- Utomlänspatienter
- Asylsökande
- Personer med sekretessbelagda personuppgifter
- Säng ScanBed med sängbredd 105 cm (kontakta konsulent) och 120 cm (om beviljad på särskild ansökan)
- Säng för tunga brukare (kontakta konsulent). Brukarvikt över 200 kg.
- Säng som förskrivs med avvikande kostnadsställe/betalare

Blanketter finner du på Samverkanwebben och lathund med de vanligaste artikelnumren på nästa sida.

Flytt av säng

Brukaren ansvarar för flytt av säng, både i bostaden samt vid eventuell flytt till ny bostad.

Bas madrass försäljning till patient/brukare

Hjälpmedelscentralen erbjuder en basmadrass för försäljning till patient/brukare. Madrassen finns tillgänglig i två storlekar i webSesam och erbjuds till patient/brukare i samband med förskrivning av hemsjukvårdssäng alternativt privat hyra. Brukarvikt 0-130 kg

- Artikelnummer webSesam 47825, 90x200x12 cm
- Artikelnummer webSesam 47826, 105x200x12 cm

ScanBed 755



4-delad sängbotten. Samtliga delar elektriskt justerbara. Inklusive sänggavel Susanne, sänggrind Britt V fällbar och manöverdosa. Till sängbredd 90 cm medföljer även madrassstöd (4 st).

Sängen går att förlänga till 220 cm (10+10) men behöver så beställas med förlängda grindar.

Sängen klarar en madrasshöjd upp till 18 cm, om högre komplettera med grindförhöjning.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Brukarvikt max 200 kg

Lägsta/högsta höjd 34 cm/80 cm (golv till sängbotten)

Art nr

36735 (*Utgående*) 90x200cm

47407 90x200cm

47408 Handläggareärend 105x200 cm

Tillbehör Scanbed 750 och 755



36505
Sängavel Anita 90 cm,
(konsulentärende)



36713
Grindskydd polstrat till
Britt V (styck)



34092
Grindskydd nät till
Britt V (styck)



33149
Grindförhöjning, höjer
15 cm, till Britt V
(styck)



35109
Grindskydd polstrat till
förhöjd grind Britt V
(styck)



41327
Grindskydd till 10 cm
förlängd grind Britt
V/Line (styck)



33069
Grindskydd till 20 cm
förlängd grind Britt
V/Line (styck)



31374
Förlängd grind
(teleskop)Line (0-
20cm) (par)



34091
Grindförhöjning till
Line, 15 cm (styck)



44707 (gavel)
44708 (85/90cm)
44709(105/120cm)
Avståndsstöd



33755
Begränsningsbygel



32617
Lågbyggnadssats
Lägsta/högsta höjd
27,5-72,5 cm
Mobil lyft kan inte
användas

Tillbehör Scanbed 750 och 755



36751
Lyftbåge med trapets



36757
Uppresningsstöd



32368
Sit-upstöd
47802 fäste



36753
Stöd/vändhantag
40x30 cm



36752
Stöd/vändhantag
25x30 cm



37687
Stöd/uppresningsstöd
svängbart



47406
Manöverdosa, lätttryckt
till art.nr 47407
(23801 till art.nr 36735)



48634
Manöverdosa nedsatt
handfunktion
(35074 till gamla
elboxen CB09)