

Avaktivera sitstiltreglage på arbetsstol REAL vuxen, manuell och el



1. På vänster sida under sitsen fäster vajern för sitstiltreglaget. OBS patienten ska inte sitta i arbetsstolen under tiden sitstiltreglaget avaktiveras.



2. Dra ihop/komprimera fjädern.



3. Därefter häkta av/dra ur vajern från spåret där vajern är ansluten (röd pil). Plocka bort fjädern och tejp fast den på ytan intill fästet (röd cirkel på bilden).



4. När vajern är frånkopplad går det fortfarande att justera sitsvinkeln på sitsen genom att manuellt trycka piggen (inringad på bilden) bakåt (röd pil).

5. Fördelen med att låta reglaget sitta kvar på vänster armstöd är att det underlättar rekonditionering vid retur.

6. Kontakta hjälpmedelstekniker vid behov.