



Importera/Ladda ner säkerhetskopia av användare i TD Snap


1. Se till att hårdvaran (t.ex. SC Tablet, TD I-110, I-13) är uppkopplad mot internet.
2. Gå in i appen TD Snap.
3. Tryck på Kugghjulet  för att komma in i redigeringsläget.




4. Gå in under fliken Användare och kontrollera att du är inloggad på ditt myTobiiDynavox-konto.




5. Tryck på Användare.




6. Här kommer en lista med de användare som skapats i TD Snap (oftast bara en).




7. Skrolla ner till det finns ett val Ny användare. Tryck på knappen.




8. Välj Befintlig användare.




9. Välj den användare som du vill ladda ner till din TD Snap.




10. När du valt en Användare att ladda ner, tryck på pilen nere till höger.




11. Filen börjar laddas ner.




12. Välj att ersätta den nuvarande profilen.



13. Användaren återställs till den senaste uppladdade säkerhetskopian.



14. Användaren är uppdaterad och importerad. Genom att gå in i Molnet ser du att användaren och siduppsättningarna är uppdaterade.



15. Bra jobbat! 👍