

Information om drivaggregatet

Beteckning
ID-nummer
Datum
Förvaringsplats Låsbart utrymme, ej tillgängligt för andra. Min +5°. Eluttag

Bruksanvisning bifogas ☒

Reparation och service

Arbetstid vardagar 07.30-16.00

Detta gäller även om du befinner dig utanför ditt hemlän

Hjälpmedelscentralen

Kundtjänst/teknisk support

Telefontid vardagar: 09.00-12.00, 13.00-14.00

Telefonnummer: 0771 - 405 406

Brukare

Förskrivare

Telefonnummer

Vid stopp

Du ansvarar för att få rullstolen med drivaggregat till lämpligt skyddad förvaringsplats i väntan på reparation. Om du har färdtjänst kan de kontaktas.

Vid akut situation – fara för liv

Ambulans transporterar endast personer till sjukhus. Man tar inte med rullstolen. Räddningstjänsten kan vid enstaka händelser ge lyfthjälp men inte transporthjälp. Kontakta hjälpmedelscentralen angående drivaggregatet

SKÖTSELANVISNING

Batteriskötsel

För att drivaggregatet ska fungera bra och batterierna få så lång livslängd som möjligt, måste batterierna laddas regelbundet. Undvik att köra ur batterierna helt. En grundregel är att batterierna alltid skall vara fulladdade före användning.

Batterierna skall laddas **efter varje dags användning**, minst 8 timmar i sträck.

Viktigt att batterierna laddas även om drivaggregatet inte används

Ladda batterierna minst 1 gång per månad. Batterierna får inte stå urladdade eller halvladdade under en längre tid, då förstörs de.

- Kontrollera att drivaggregatet är avstängt
- Sätt laddkontakten i drivaggregatet
- Sätt batteriladdarens nätkontakt i vägguttaget

Förvaringsplats

Förvaringsplatsen skall ha en omgivningstemperatur som inte är lägre än +5°C och utrymmet skall vara låsbart. Det är inte tillåtet att förvara och ladda i våtutrymmen. Torrt utrymme ger bästa driftsäkerheten.

Vid förvaring i allmänutrymmen utan uppsikt ska drivaggregatet alltid låsas fast. Har du ett brukarstyrt påhängsaggregat med styre ska även batteriet medtagas.

Rengöring

Viktigt att rengöra drivaggregatet regelbundet

Rengör drivaggregatet minst en gång i månaden. Torka med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt